



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Doküman Kodu: PL.TL.01
Yayın Tarihi : 03/01/2018
Revizyon Tarihi:
Revizyon No : 00

ÖLÇÜ ve MODEL TRANSFERİ TALİMATI

1-AMAÇ

Polikliniklerde alınan ölçü ve modellerin özelliklerini kaybetmeden ve dezenfeksiyonunu yaparak ilgili birime ulaşmasını sağlamak.

2-KAPSAM

Poliklinikte alınan tüm ölçü ve modelleri kapsar.

3-SORUMLULAR

Bu talimatın işleyişinden; diş hekimleri, klinik yardımcıları, hemşireler, özel laboratuvar elemanları, laboratuardan sorumlu hekim ve teknisyen, transfer elemanları sorumludur.

4-İŞ AKIŞI

1. Ölçülerin dezenfeksiyon işleminden sonra alçı model elde etmek üzere diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
2. Ölçüler her hasta için ayrı düzenlenmiş kilitli poşet içinde ezilmeye ve basınca dayanıklı kontamine olmayan temiz kutular ile alçı model elde etmek üzere diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
3. Kilitli poşetlerde hasta bilgilerini tam ve eksiksiz gösterecek etiket yapıştırılacaktır.
4. Ölçüler H.B.Y.S.'ne kayıt edilerek ölçü kabulü yapıldıktan sonra alçı model elde etmek üzere diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
5. Ölçüler hakkında Diş hekiminin istekleri mutlaka not alınacak ve not kağıdı ölçüler ile birlikte alçı model elde etmek üzere diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
6. Ölçüler sarsılmadan deforme olmadan 10 dk. içinde alçı model elde etmek üzere diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
7. Modeller transfer edilirken her aşamadan sonra mutlaka dezenfeksiyon işlemi yapılarak diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
8. Model Diş hekimine gösterilerek istekleri mutlaka not alınacak ve not kağıdı model ile birlikte diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
9. Modeller hasta bilgileri bulunan etiketli kilitli poşetler içinde ezilme ve basınca dayanıklı kontamine olmayan temiz kutular ile diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
10. Provası yapılmış protez modelleri dezenfeksiyon işleminden sonra diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
11. Provası yapılmış protezler hasta bilgileri bulunan etiketli kilitli poşetler içinde ezilme ve basınca dayanıklı kontamine olmayan temiz kutular ile diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
12. Polikliniklerden ölçü ve modeller ezilme ve basınca dayanıklı kontamine olmayan temiz kutular ile diş protez laboratuvarına transferi yapılacaktır.
13. Hastane içinde polikliniklere veya laboratuara açıkta ölçü, alçı model ve protez transferi yapılmayacaktır.

5- YÜRÜRLÜK

Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.